


ØYESKYLLESTASJON MED 500 ML STANDARD + 200 ML NØYTRALISERENDE

Øyeskyllestasjon for veggmontering

- Inneholder 500 ml steril saltvannopløsning tilsvarende tårevæsken og 200 ml steril fosfatopløsning med nøytraliserende effekt mot syrer og baser
- Leveres på forseglet engangsemballasje
- Øyeblikkelig tilgang til øyeskyllevann kan være avgjørende for å redusere skadeomfanget ved sprut av væsker
- Også ved partikler på øyet som metallspen, støv og skitt er det en fordel å skylle grundig for å forhindre senere komplikasjoner
- Øyeskyllevannet bør plasseres i nærheten av arbeidsstedet
- CE merket iht. EN 15154-4



Varetekst	Art. nr.	Innhold	Kjemisk base	PK
Øyeskyllestasjon m flaske 500 + 200 ml	0899 511 920	700 ml	Natriumkloritt	1

OBS/Advarsel

Den nøytraliserende væsken (flaske med blå skyllekopp) vil ha begrenset effekt mot sterke syrer og sterke baser. Viktig med kontinuerlig skylling.

Teknisk info

- Støvtett
- Isoporskap
- Speil